



○ Der Multifunktionskopf der 16-Kanal Pipette ermöglicht Fixvolumen, sowie variable Volumen, justierbar in 0,1 μ l Schritten.

○ Für links- und rechtshändigen Gebrauch geeignet.

○ UV-resistent und vollständig autoklavierbar.

16-Kanal Pipette

0,5-10 μ l

nerbe BIO plus - höchste Präzision
im Ultramikroliterbereich.

Das nerbe BIO plus System:

- nerbe plus 16-Kanal Pipette
- oberflächenoptimierte 384 Well Platten
- oberflächenoptimierte Pipettenspitzen im Rack im 384 Well-Format

Hiermit bietet Ihnen **nerbe plus** das "non plus ultra" an Neuheiten aus der "Liquid Handling" Welt.

Die 16-Kanal Pipette ist aus anodisiertem Aluminium, hochgradig rostfreiem Stahl und robustem Kunststoff gefertigt. Aus diesem Grund ist die Pipette selbstverständlich gegen die meisten Laborchemikalien in hohem Maße beständig. Jeder einzelne Konus erlaubt mühelose Spitzenaufnahme und garantiert eine luftdichte Passgenauigkeit.

Die Pipette ist ergonomisch so geformt, dass bei langzeitigen wiederholten Pipettierungen keine Belastungen entstehen.

Im Zusammenhang mit den oberflächenoptimierten Verbrauchsmaterialien aus dem **nerbe BIO plus** Programm *(*oberflächenoptimiert*) erreichen Sie optimale Ergebnisse und Einsparungen von Probenmaterial.

Nur so können Sie mit der besonders leistungsfähigen Pipette effektiv, schnell und präzise, lange Serien und unterschiedlichste Applikationen auf hohem Niveau durchführen.

* Bitte Eigenschaftserklärung anfordern.



ISO
9001/EN 46001
CERTIFIED



Volumenkontrolle. Fixvolumen sowie variable Volumen, justierbar in 0,1 µl Schritten.



Abwurfvorrichtung für die Spitzen.



Präzises Aufsetzen der einzelnen Pipettenspitzen.



Oberflächenoptimierte Spitze nach Pipettieren einer 100 µl Probe.



Standard - Spitze nach Pipettieren einer 100 µl Probe.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
07.820.0000	16-Kanal Pipette (0,5-10µl)	1 Stück im Karton
07.822.0300	Pipettenspitzen, PP, natur, (0,5-60µl) RNase, DNase und Pyrogenfrei	384 Stück im Rack 10 Racks im Innenkarton 50 Racks im Umkarton
07.822.5300	Pipettenspitzen, PP, natur, <i>steril</i> (0,5-60µl) RNase, DNase und Pyrogenfrei	dto
07.822.0340	Pipettenspitzen, PP, natur, (0,5-60µl) <i>oberflächenoptimiert</i> RNase, DNase und Pyrogenfrei	dto

copyright nerbe plus GmbH / November 2001

Daimlerstrasse 3, D-21423 Winsen/Luhe, Germany,
Tel: ++49-(0)4171-620 91, Fax: ++49-(0)4171-645 45
eMail: info@nerbe-plus.de, INTERNET: www.nerbe-plus.de

np nerbe plus
kunststofftechnik für medizin labor und forschung