



Drosophila Röhrrchen



11-881-0021

11-881-0051

11-531-0000

- Hochtransparentes Polystyrol für glasklare Optik
- Anwenderfreundliche Verpackung
- Konstante und akkurate Maße
- Sichere & kostengünstige Alternative zu Glasröhrrchen
- Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards

Artikel	Material	Volumen	Größe	Verpackungseinheit
11-881-0021	PS	30 ml	25 x 95 mm	500 im Beutel/Karton, 17.500 je Palette
11-881-0051	PS	50 ml	29 x 95 mm	500 im Beutel/Karton, 15.000 je Palette
11-531-0000	PS	60 ml	35 x 70 mm	620 im Beutel/Karton, 14.880 je Palette