

Flip-Top Container

steril R

Die **nerbe plus** Flip-Top Container wurden speziell für den amerikanischen Markt entwickelt und sind von offiziellen staatlichen Institutionen (siehe Kasten) mit deren besonders hochgesteckten Qualitätsstandards zugelassen.

F.D.A.	United States Food and Drug Administration
I.M.S.	United States Interstate Milk Shippers Code
U.S.D.A.	United States Department of Agriculture
U.S.P.	United States Pharmacopeia

Die **nerbe plus** Flip-Top Container sind besonders geeignet für sensibles Probenmaterial z.B. in lebensmitteltechnologischen, pharmazeutischen und humanmedizinischen Laboratorien und werden deshalb grundsätzlich aufgedeckelt steril R (10⁻⁶) geliefert.

Kompatibel mit allen gängigen Barcode-Systemen bei automatischer Analyse.

Hergestellt aus inertem, nicht toxischem, lebensmittelechtem Polypropylen.



Luft- und flüssigkeitsdicht gemäß U.S.D.A. und F.D.A. Standards.

Kompatibel mit allen Fossomatic und Milko-Scan Analysegeräten.

In diversen Farben (auch lichtundurchlässig) lieferbar.

Steril R (10⁻⁶)



Bestell-Nr.	Material	Ø / Höhe in mm	Inhalt in ml	Verpackungseinheit Polybeutel / Karton	Bemerkungen
11-952-6000	PP	29 x 84	50	500 / 500	steril R
11-972-6000	PP	65 x 52	120	250 / 250	steril R