

# Specjalne worki do dezaktywacji niebezpiecznych odpadów laboratoryjnych i medycznych

Cechy i zalety worków nerbe plus istotne podczas autoklawowania :

- Wysoka odporność na rwanie i przebicia uzyskana poprzez użycie specjalnej mieszanki materiałowej oraz specjalnemu procesowi produkcji
  - Bez szwów bocznych z podwójnym, specjalnie zespolonym dnem
- Materiał odporny na powstającą podczas procesu sterylizacji w autoklawie różnicę ciśnień (worki z bocznymi szwami nie spełniałyby wymagań)
- Sterylizacja, autoklawowanie przy wysokich temp. do 131° C możliwe dzięki szczególnym cechom worków oraz zastosowanych materiałów



Artykuł	Nazwa artykułu	Wielkość w mm	Materiał	Siła	Ilość w kartonie	Uwagi
09-302-0020	Worek do autoklawu-specjalny	200x300	CPP	50 my	100 per dispenser / 1000 per carton	wysoka przejrzystość, bez nadruku
09-312-0000	Worek do autoklawu-specjalny	300x500	PP	50 my	1000	bez nadruku
09-322-0000	Worek do autoklawu-specjalny	400x800	PP	50 my	500	bez nadruku
09-342-0000	Worek do autoklawu-specjalny	500x800	PP	50 my	500	bez nadruku
09-352-0000	Worek do autoklawu-specjalny	600x800	PP	50 my	500	bez nadruku
09-362-0000	Worek do autoklawu-specjalny	600x960	PP	50 my	500	bez nadruku
09-372-0000	Worek do autoklawu-specjalny	700x1100	PP	50 my	500	bez nadruku
09-382-0000	Worek do autoklawu-specjalny	600x900	PP / LDPE	150 my	350	bez nadruku
09-383-0011	Worek do autoklawu-specjalny	2300x1800	HDPE	60 my	100	bez nadruku
09-385-0000	Worek do autoklawu-specjalny	2300x1800	PA	60 my	1000	Security closure

Na życzenie naszych klientów wszystkie worki mogą być zaopatrzone w napis: Bio-hazard  
 Na życzenie naszych klientów wszystkie worki o sile 50 my mogą być wyprodukowane w 70 my