



# Zentrifugenröhrchen 15ml und 50ml




- Autoklavierbar: bis 121°C
- Kältebeständig: bis -80°C
- Zentrifugierbar (RCF):  
15 ml bis 15.000 g  
50 ml bis 9.400 g
- Jede Charge wird getestet, zertifiziert, ist steril R und frei von RNase/DNase, Pyrogen und DNA.
- Hydrophobe, biologisch inerte Oberfläche.
- Herstellung erfolgt unter Reinraumbedingungen gemäß GMP-Richtlinien.



- Optimale, gut lesbare und präzise Graduierung.



- Großes, weißes Schriftfeld.
- Mit allen gängigen Stiften und Kugelschreibern zu beschriften.
- Alkohol resistent.



- Kurzes Schraubgewinde.
- Optimal für Einhand-Gebrauch.
- Kein scharfkantiger Deckelrand.

Artikel	Bestellinformationen Beschreibung	Größe in mm	Material	ml	Verpackung Beutel / Karton
02-502-7001	Zentrifugenröhrchen (PP) mit grünem Schraubverschluss (PE), schwarzer Graduierung, weißem Schriftfeld, konischem Boden, steril R	17 x 120	PP / PE	15 ml	50 / 500
02-572-7001	Zentrifugenröhrchen (PP) mit grünem Schraubverschluss (PE), schwarzer Graduierung, weißem Schriftfeld, konischem Boden, steril R	30 x 115	PP / PE	50 ml	50 / 500